


POKYNY K ODBĚRU

UČEBNÍ POMŮCKA pro učitele



Otevřete odběrovou nádobu.



Několikrát zakašlejte do roušky.



V ústech shromážděte větší množství slin a několikrát poválejte zepředu dozadu. Pomáhá, pokud myslíte na citron.



Přiložte odběrovou nádobku ke rtům a plivejte, dokud v ní nebude dostatečné množství slin. Řiďte se pokyny koordinátora.



Uzavřete odběrovou nádobku.



NALEPTE na víčko nádobky první část QR kódu.